

**Sacchetti per campionamento, PVF****Saint Gobain**

Sacchetti per campionamento, PVDF I sacchetti per gas Chemware® riutilizzabili prodotti in film fluoropolimetro PVDF 2 mil (50 μm), offrono un'alternativa economica per analisi di gas non corrosivi. Cuciture durature, sigillate a caldo che assicurano assenza di perdite. Disponibili con valvola on/off nichelata o in ottone che accetta tubi flessibili con diam. int. 6.4 mm oppure un setto PTFE/silicone in un alloggiamento di polipropilene per uso con ago ipodermico. Le possibili applicazioni includono campionamento di monossido di carbonio, biossido di zolfo, idrogeno solforato, radon e mercaptani. I sacchetti sono confezionati singolarmente. Quando utilizzati per campioni liquidi, i sacchetti devono venir supportati da un vassoio. Nessuna pressione nominale. Sono disponibili a richiesta tipi e misure personalizzate.

- Flessibili
- Non contaminano il campione
- Scelta del tipo di raccordo: on/off o setto
- Per uso in treni di campionamento gas
- Per contenimento campioni gas o liquidi



Code	Description	Packaging
LLG06267493	Sacchetto per campionamento gas, PVF, 1,6 L, connessione on/off, 230x230mm, ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 9 pz O MULTIPLI DI 9 pz	1 pz
LLG06267494	Sacchetto per campionamento gas, PVF, 3,8 L, connessione on/off, 300x300mm	1 pz
LLG06267603	Sacchetto per campionamento gas, PVF, 37,7 L, setto, 600x600mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

