

**Molino universale M20****IKA**

Molino universale M20.

Molino discontinuo adatto alla macinazione a secco di sostanze dure e fragili.

- La camera di macinazione a doppia parete può essere raffreddata con acqua attraverso due adattatori per tubi flessibili.
- Camera di macinazione rimovibile, facile da pulire.
- Due camere di macinazione possono essere azionate alternativamente con un'unica unità.
- Lama M 21 inclusa nella fornitura.
- Durezza massima dell'avanzamento: 5 Mohs.



Code	Description	Packaging
LLG09737828	Mulino universale M20, dimensione max particelle in entrata 7 mm, max. quantità di alimentazione 250 ml, velocità max. 20000 1/min, camera in acciaio inox 1.4310, dim. (LxPxH) 170 x 170 x 350 mm, peso 6,6 kg, 0,230 kW, 230 V, 50/60 Hz, IP 21	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

