

**Provette, PFA****Saint Gobain**

Provette, PFA. Queste provette infrangibili sono eccellenti per analisi di metalli in tracce. Esse sono inerti, non-contaminanti e trasparenti, per facile visione del contenuto. Raggiungono inoltre temperature estreme. Possono essere sterilizzate ripetutamente. Prodotte da resina di fluoropolimero PFA. Basso contenuto di ioni metallici. Inerti.



Code	Description	Packaging
LLG06267608	Provetta, PFA, 15ml, senza tappo, Øint./est. 14/16x150 h mm	1 pz
LLG06267609	Provetta, PFA, 25ml, senza tappo, Øint./est. 16/19x170 h mm, ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 10 pz O MULTIPLI DI 10 pz	1 pz
LLG06267612	Provetta, PFA, 5ml, con tappo, Øint./est. 8/10x132 h mm	1 pz
LLG06267613	Provetta, PFA, 10 ml, con tappo, Ø int./est. 10/12x152 h mm	1 pz
LLG06267614	Provetta, PFA, 15ml, con tappo, Øint./est. 14/16x162 h mm	1 pz
LLG06267615	Provetta, PFA, 20ml, con tappo, Øint./est. 14/16x175 h mm, ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 2 pz O MULTIPLI DI 2 pz	1 pz
LLG06267616	Provetta, PFA, 25ml, con tappo, Øint./est. 16/19x185 h mm	1 pz
LLG06267617	Provetta, PFA, 50ml, con tappo, Øint./est. 19/22x235 h mm, ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 10 pz O MULTIPLI DI 10 pz	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

