

**Creuset LLG en porcelaine, forme basse****LLG Labware****Creuset LLG en porcelaine, forme basse**

Selon DIN 12904. Emaillé. Résistance thermique et chimique élevée. Idéal pour chauffer et faire fondre des matières.

Couvercle à commander séparément.



Code	Description	Packaging
LLG09250900	Creuset en porcelaine forme basse Capac	1 pz
LLG09250901	Creuset en porcelaine forme basse Capac	1 pz
LLG09250902	Creuset en porcelaine forme basse Capac	1 pz
LLG09250903	Creuset en porcelaine forme basse Capac	1 pz
LLG09250904	Creuset en porcelaine forme basse Capac	1 pz
LLG09250905	Creuset en porcelaine forme basse Capac	1 pz
LLG09250906	Creuset en porcelaine forme basse Capac	1 pz
LLG09250950	Creuset LLG en porcelaine, forme basse, Forme Forme basse , Capacité 5 ml, Ø ext. 30 mm, Hauteur 19 mm	5 pc
LLG09250951	Creuset LLG en porcelaine, forme basse, Forme Forme basse , Capacité 10 ml, Ø ext. 35 mm, Hauteur 22 mm	5 pc
LLG09250952	Creuset LLG en porcelaine, forme basse, Forme Forme basse , Capacité 17 ml, Ø ext. 40 mm, Hauteur 25 mm	5 pc
LLG09250953	Creuset LLG en porcelaine, forme basse, Forme Forme basse , Capacité 21 ml, Ø ext. 45 mm, Hauteur 28 mm	5 pz
LLG09250954	Creuset LLG en porcelaine, forme basse, Forme Forme basse , Capacité 34 ml, Ø ext. 50 mm, Hauteur 32 mm	5 pz



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

