

**Spatole rivestite, fluoropolimero PTFE****Saint Gobain**

Spatole rivestite, fluoropolimero PTFE. Queste spatole sono studiate per utilizzo nelle più severe condizioni in laboratorio. Sono in acciaio inossidabile nichelato rivestite con fluoropolimero. Il rivestimento elimina l'accumulo o la perdita di campione prezioso dalla superficie a causa di adesioni. Non graffia né danneggia le superfici delicate. Rivestimento extra-forte PTFE. Resistente alle alte e basse temperature. Utilizzabile per manipolare materiali chimicamente attivi.



Code	Description	Packaging
LLG09220940	Spatola doppia, lungh. 200 mm	1 pz
LLG09220945	Spatola a cucchiaio, lungh. 225 mm	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

