

**Vetri da orologio, PTFE****Saint Gobain**

Vetri da orologio, PTFE. Questi dischi concavi, ultra-piatti sono ideali per contenere, pesare, cristallizzare, evaporare ed essiccare piccoli campioni di liquidi, polveri e solidi. Possono essere utilizzati come coperchio convesso per beaker e beute Erlenmeyer, per evitare contaminanti aerei, pur permettendo lo scambio di gas. Tutte le dimensioni hanno lo stesso contorno, per facile impilaggio. Il materiale PTFE infrangibile è resistente agli agenti chimici e facile da pulire.



Code	Description	Packaging
LLG06267620	Vetro da orologio in PTFE, Ø 75mm	1 pz
LLG06267621	Vetro da orologio in PTFE, Ø 100mm	1 pz
LLG06267622	Vetro da orologio in PTFE, Ø 125mm	1 pz
LLG06267623	Vetro da orologio in PTFE, Ø 150mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

