

**Campionatore per liquidi a immersione****Bürkle**

Campionatore ad immersione per liquidi. In PP, trasparente. E' possibile controllare quanto aspirato in quanto il campionario è trasparente. Terminale superiore con valvola di reflusso, estremità inferiore con valvola a sfera.



Code	Description	Packaging
LLG06054419	Campionatore per liquidi, capacità 280 ml, Diam. 25 mm	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

