

**Spatola macro con cucchiaino, PP****LLG Labware**

Spatola macro con cucchiaino, in PP. Consiste di un cucchiaino da un lato che consente facile trasferimento di campione, mentre l'altra estremità è piatta con un lato tagliente che può essere utilizzata per rompere sali o cristalli.



| Code        | Description                                                 | Packaging |
|-------------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG04664539 | Spatola macro con cucchiaino, PP, Lungh. 150 mm, Colore blu | 25 pz     |
| LLG04664540 | Spatola macro con cucchiaino, PP, Lungh. 180 mm, Colore blu | 25 pz     |
| LLG04664541 | Spatola macro con cucchiaino, PP, Lungh. 210 mm, Colore blu | 25 pz     |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

