

**Contatore, digitale****ISOLAB**

Contatore, digitale. Contatore efficace e stabile con un alloggiamento robusto e cromato. Ideale per contare cellule sanguigne, colonie batteriche, gocce di liquido e ogni altra azione ripetitiva con un livello di conteggio totale fino a 9999.

**TALLY COUNTER**

- Comodo
- Dispone di una manopola di rapido ripristino, di una lente-finestra per una facile lettura e di un anello per dito per una presa sicura.



| Code        | Description                     | Packaging |
|-------------|---------------------------------|-----------|
| LLG06267411 | Contatore digitale, fino a 9999 | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

