

**Rack per provette da centrifuga, PP****ISOLAB**

Rack per provette da centrifuga, PP. Adatto per alloggiare provette per centrifuga con fondo conico da 15 ml e 50 ml. Basta premere le provette nelle cavità e lasciarle. Un design unico con parte finale angolare che consente una facile sovrapposizione per risparmiare spazio. Griglia di riferimento con stampa alfa-numerica sul rack che permette una facile identificazione del campione.



Code	Description	Packaging
LLG06267412	Rack per provette da centrifuga Ø 15 mm, posti 5x5	1 pz
LLG06267413	Rack per provette da 50 ml, posti 5x5, Dim. (LxPxH) 230x190x35mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

