

**Portaprovette, ABS****ISOLAB**

Portaprovette, ABS. Realizzato in ABS modificato ad alta densità che consente di utilizzare il rack in bagni ad acqua. I rack possono essere collegati insieme per formare un sistema di portaprovette multiplo. Gli spaziosi scomparti sono ideali per le provette con tappo a vite da 15 ml e 50 ml. Il design unico del rack consente una perfetta adattabilità delle provette e ne consente una facile visualizzazione del contenuto. I pioli tengono saldamente le provette in posizione e rimangono dritti anche dopo ripetuti autoclavaggi. Sistema di interblocco per collegare i rack in più file.



Code	Description	Packaging
LLG06267416	Portaprovette in ABS da 15ml, posti 5x10	1 pz
LLG06267417	Portaprovette in ABS da 50ml, posti 5x5	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

