

**Agitatore per micropiastre uniPLATESHAKER 1****LLG Labware**

Agitatore per micropiastre uniPLATESHAKER 1. L'agitatore uniPLATESHAKER 1 è stato studiato per alloggiare e miscelare una singola micro piastra. Grazie al suo ingombro ridotto può essere utilizzato in aree di lavoro con spazio limitato come cappe chimiche e cabine biologiche di sicurezza. Può essere utilizzato anche in camera fredda. 3 anni di garanzia. Display digitale con regolazione velocità e tempo. Velocità variabile da 300 a 1800rpm. Motore senza spazzole privo di manutenzione. Diametro orbitale di 2 mm per ottima miscelazione. Regolazione time da 1 a 99 min e modo continuo. Adattabilità universale, fornito con morsetti intercambiabili per misure diverse di micropiastre. Fornito con accessorio in schiuma per 20 x 1.5/2ml microprovette.



Code	Description	Packaging
LLG06263488	Agitatore per piastra singola uniPLATESHAKER 1, con spina EU	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

