



Camera di macinazione, multiuso per Mulino Tube Mill control/Tube Mill 100 control

IKA

Camera di macinazione, multiuso per Mulino Tube Mill control/Tube Mill 100 control.



| Code | Description | Packaging |
|-------------|--|-----------|
| LLG07639994 | Camera di macinazione, multiuso per Mulino Tube Mill control/Tube Mill 100 control, Tipo MMT 40.1, 40 ml | 1 pz |



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

