

**Beuta filtrante DURAN con raccordo per tubo di vetro, forma Erlenmeyer****Duran**

Beuta filtrante DURAN con raccordo per tubo di vetro, forma Erlenmeyer. A causa del pesante spessore delle pareti, l'apparecchio è a tenuta di vuoto.



Code	Description	Packaging
LLG09051205	Beuta da vuoto, 500 ml, raccordo per tubo in vetro	1 pz
LLG09051210	Beuta da vuoto, 1 litro, raccordo per tubo in vetro	1 pz
LLG09051220	Beuta da vuoto 2 L	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

