

**Beuta filtrante DURAN con raccordo per tubo di vetro, forma Erlenmeyer****Duran**

Beuta filtrante DURAN con raccordo per tubo di vetro, forma Erlenmeyer. A causa del pesante spessore delle pareti, l'apparecchio è a tenuta di vuoto.



| Code        | Description                                         | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| LLG09051205 | Beuta da vuoto, 500 ml, raccordo per tubo in vetro  | 1 pz      |
| LLG09051210 | Beuta da vuoto, 1 litro, raccordo per tubo in vetro | 1 pz      |
| LLG09051220 | Beuta da vuoto 2 L                                  | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

