

**Pinzetta di precisione, anti-magnetica, anti-acida, con punte sostituibili****Ideal-tek**

Pinzetta di precisione, anti-magnetica, anti-acida, con punte sostituibili. Pinzette in acciaio di alta qualità da 130mm con punte sostituibili in plastica forte. Punta in plastica del tipo CF (fibra di carbonio), maniglie in acciaio inox antiacido anti-magnetico. Per applicazioni di laboratorio in ambienti chimici moderatamente aggressivi. Punta PA66 / CF30 in poliammide 66 rinforzata con il 30% di fibra di carbonio. Rigidità molto alta, ottima resistenza alla trazione e resistenza alla flessione, resistenza alla fatica. Ottima resistenza all'usura e all'abrasione. Non resistente ad acidi e alcali forti e all'acqua o al vapore caldi. Coefficiente molto basso di espansione termica lineare. Pinzetta acciaio inossidabile tipo SA, contiene dal 16,5 al 18,5% di cromo, nichel e molibdeno come elementi leganti addizionali. Non magnetizzabile.



Code	Description	Packaging
LLG06266878	Pinzette di precisione, punte fini intercambiabili, lungh. 130mm	1 pz
LLG06266879	Pinzetta 130 mm anti-magnetica antiacida, punta fibra carbonio sostituibile	1 pz
LLG06266880	Set punte per pinzetta, 2 punte, 3 viti per cod. LLG06266878	1 pz
LLG06266881	Set punte per pinzetta, 2 punte, 3 viti per cod. LLG06266879	1 pz
LLG06272049	Pinzette antimagn. antiacido, punte sostituibili, larghe e piatte, L.130mm	1 pz
LLG06272050	Pinzette antimagnetiche antiacido, punte sostituibili curve, fini, L.130mm	1 pz
LLG06272051	Set punte sostituibili per LLG06272049, plastica, 2 punte, 3 viti	1 pz
LLG06272052	Set di punte sostituibili per LLG06272052, plastica, 2 punte, 3 viti	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

