




Tamponi Precision

Ideal-tek

Tamponi-Precision sono progettati per l'uso in vari ambienti e applicazioni. Sono ideali per l'uso con sgrassatori puliti, pulitori testa, per rimozione flusso e altri solventi per una pulizia veloce e di precisione.

Tamponi con avvolgimento schiuma.

- Durevoli tamponi avvolti con la schiuma progettati per applicazioni precise.
- Buon intrappolamento di particelle e buon funzionamento come applicatori di solventi
- La piccola punta permette l'uso in aree di accesso molto ristrette
- L'avvolgimento in schiuma offre una resistenza superiore all'abrasione per la rimozione di contaminanti difficili
- Il terminale appuntito funziona bene soprattutto come uno stuzzicadente
- Tamponi sigillati con poliestere
- Tamponi per tutti gli usi molto pulito e durevole
- Con entrambe le estremità in tessuto a maglia/ non tessuto, questi tamponi resistono agli acidi e ai solventi
- Bordi sigillati che danno alta resistenza, senza perdite di fibre sciolte o particolato
- Ideali per il lavaggio forte intorno a forme sollevate
- Il processo in camere bianche fornisce i più bassi residui ionici e particelle contaminanti più bassi, non volatili.
- Tamponi sigillati con schiuma
- Economici tamponi di uso generale
- Miglior ritenzione di solvente
- Eccellente intrappolamento delle particelle
- La struttura a celle aperte dà la migliore possibilità di trattenere solvente di qualsiasi altro stile di tampone
- Assenza di collanti o leganti che possono contaminare il processo
- Costruzione senza-fibre che non genera particelle.
- Adatti per camere pulite ISO Classe 4 e superiori.



Code	Description	Packaging
LLG06318371	Tamponi Precision, Lungh. 150 mm, Testata 4,7 x 5,4 mm, Testata arrotondata, Materiale Testata Poliestere/Nylon, Materiale stelo PP, Camera bianca Classe ISO 4	100 pz
LLG06318847	Tamponi Precision, Lungh. 80 mm, Testata 2,7 x 3,3 mm, Testata appuntita, Materiale Testata PU-Schiuma, Materiale stelo PP, Camera bianca Classe ISO 4	100 pz
LLG06318867	Tamponi Precision, Lungh. 70 mm, Testata 3,7 x 3,7 mm, Testata punta rivestita, Materiale Testata PU-Schiuma, Materiale stelo Nylon, Camera bianca Classe ISO 4	100 pz
LLG06318868	Tamponi Precision, Lungh. 70 mm, Testata 2,4 x 3,0 mm, Testata arrotondata, Materiale Testata Poliestere, Materiale stelo PP, Camera bianca Classe ISO 4	100 pz
LLG06318869	Tamponi Precision, Lungh. 70 mm, Testata 1,6 x 3,0 mm, Testata arrotondata, Materiale Testata Poliestere, Materiale stelo PP, Camera bianca Classe ISO 4	100 pz
LLG06318870	Tamponi Precision, Lungh. 70 mm, Testata 1,0 x 3,0 mm, Testata arrotondata, Materiale Testata Poliestere, Materiale stelo PP, Camera bianca Classe ISO 4	100 pz
LLG06318871	Tamponi Precision, Lungh. 80 mm, Testata 2,7 x 3,3 mm, Testata appuntita, Materiale Testata PU-Schiuma, Materiale stelo PP, Camera bianca Classe ISO 4	100 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

