

**Siringhe monouso, 3 parti, PP, non sterili, sfuse****LLG Labware**

Siringhe monouso, 3 parti, in PP, non sterili, sfuse. Corpo in PP. Stantuffo in PP e gomma poliisoprene. Punta Luer. Corpo con flusso regolare, stretto, elevata trasparenza. Senza lattice, apirogene, DEHP-free, non tossiche. Non sterili, confezionate in scatola da 500 siringhe. Arresto di sicurezza per evitare uscite accidentali dello stantuffo.



Code	Description	Packaging
LLG04721550	Siringhe monouso LLG, 3 parti, PP, non sterili, sfuse, 5 ml, corpo siringa e pistone in PP, Luer-Slip, autoclavabili, Standard DIN EN 20594-1, apirogene	500 pz
LLG04721552	Siringa monouso, 3-parti, in PP, non-sterile, 5 ml, Luer lock	500 pz
LLG06267269	Siringa monouso, 3-parti, 10ml, PP, non sterile	500 pz
LLG06267270	Siringa monouso, 3-parti, 20ml, PP, non sterile	500 pz
LLG06286616	Siringa monouso, 3 parti, PP, non sterile, 2 ml, attacco tipo Luer-Lock	500 pz
LLG06286617	Siringa monouso, 3 parti, PP, non sterile, 5 ml, attacco tipo Luer-Lock	1 pz
LLG06286618	Siringa monouso, 3 parti, PP, non sterile, 10 ml, attacco tipo Luer-Lock	500 pz
LLG06286619	Siringa monouso, 3 parti, PP, non sterile, 20 ml, attacco tipo Luer-Lock	500 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

