

**Siringhe monouso, 3 parti, PP, non sterili, sfuse****LLG Labware**

Siringhe monouso, 3 parti, in PP, non sterili, sfuse. Corpo in PP. Stantuffo in PP e gomma poliisoprene. Punta Luer. Corpo con flusso regolare, stretto, elevata trasparenza. Senza lattice, apirogene, DEHP-free, non tossiche. Non sterili, confezionate in scatola da 500 siringhe. Arresto di sicurezza per evitare uscite accidentali dello stantuffo.



| Code        | Description                                                                                                                                              | Packaging |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG04721550 | Siringhe monouso LLG, 3 parti, PP, non sterili, sfuse, 5 ml, corpo siringa e pistone in PP, Luer-Slip, autoclavabili, Standard DIN EN 20594-1, apirogene | 500 pz    |
| LLG04721552 | Siringa monouso, 3-parti, in PP, non-sterile, 5 ml, Luer lock                                                                                            | 500 pz    |
| LLG06267269 | Siringa monouso, 3-parti, 10ml, PP, non sterile                                                                                                          | 500 pz    |
| LLG06267270 | Siringa monouso, 3-parti, 20ml, PP, non sterile                                                                                                          | 500 pz    |
| LLG06286616 | Siringa monouso, 3 parti, PP, non sterile, 2 ml, attacco tipo Luer-Lock                                                                                  | 500 pz    |
| LLG06286617 | Siringa monouso, 3 parti, PP, non sterile, 5 ml, attacco tipo Luer-Lock                                                                                  | 1 pz      |
| LLG06286618 | Siringa monouso, 3 parti, PP, non sterile, 10 ml, attacco tipo Luer-Lock                                                                                 | 500 pz    |
| LLG06286619 | Siringa monouso, 3 parti, PP, non sterile, 20 ml, attacco tipo Luer-Lock                                                                                 | 500 pz    |

