

**Bicchieri di Griffin, ETFE****BRAND**

Bicchieri di Griffin, ETFE. Trasparente. Con scala stampata in nero, di facile lettura. Resistenza chimica molto buona e stabilità termica molto alta da -100°C a $+150^{\circ}\text{C}$. Per preservare le marcature, si raccomanda la pulizia a non più di 60°C .



Code	Description	Packaging
LLG09013192	Bicchiera, ETFE, forma alta, 500 ml, Div. 100 ml, Ø 88 mm h 122 mm	1 pz
LLG09013702	Bicchiera, ETFE, forma alta, 25 ml, Div. 5 ml, Ø 32 mm, h 50 mm	1 pz
LLG09013703	Bicchiera, ETFE, forma alta, 50 ml, Div. 10 ml, Ø 39 mm, h 59 mm	1 pz
LLG09013704	Bicchiera, ETFE, forma alta, 100 ml, Div. 20 ml, Ø 50 mm, h 72 mm	1 pz
LLG09013706	Bicchiera, ETFE, forma alta, 250 ml, Div. 50 ml, Ø 67 mm, h 96 mm	1 pz
LLG09013707	Bicchiera, ETFE, forma alta, 400 ml, Div. 50 ml, Ø 77 mm, h 109 mm	1 pz
LLG09013708	Bicchiera, ETFE, forma alta, 600 ml, Div. 100 ml, Ø 91 mm, h 125 mm	1 pz
LLG09013710	Bicchiera, ETFE, forma alta, 1000 ml, Div. 100 ml, Ø 105 mm, h 143 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

