

**Pompe ad ingranaggi, MCP-Z-Standard, MCP-Z- Process****Ismatec**

Pompe ad ingranaggi, MCP-Z-Standard, MCP-Z- Process. Flussi da 1 a 7241 ml/min (a seconda della testa della pompa). 2 unità guida possono essere combinate con 20 testate a magnete collegato, intercambiabili. I flussi da 1 a 7241 ml/min, sono raggiungibili con impulso di flusso libero. Con pressione differenziale fino a 5.6 bar e pressione del sistema fino a 21bar. MCP-Z-Standard Controllata da microprocessore. Display digitale per velocità di rotazione, portata, volume dispensato o tempo di dispensazione. 4 programmi memorizzabili e 6 funzioni di pompaggio o dispensazione programmabili nel modo calibrazione. Portate immagazzinate per 20 testate. Con interfaccia RS232 ed analogica. MCP-Z-Process Motore adattato per processi industriali, a tenuta d'acqua e di polvere, lavabile (IP 65) grazie alla struttura in acciaio inossidabile completamente sigillata. I processi programmati da PC possono essere memorizzati nella memoria della pompa e lavorare senza PC. Altre specifiche come da modello MCP-Z-Standard. Caratteristiche: MCP-Z Standard- velocità: 60-6000 min-1- regolazione velocità: 1-99.9%, risoluzione 0.1%- alimentazione: 230 V / 50 Hz - 115 V / 60 Hz- peso: 6.4 kg (senza testa della pompa)- classe di protezione: IP 30 Caratteristiche: MCP-Z Process- velocità: 60-6000 min-1- regolazione velocità: 1-99.9%, risoluzione 0.1%- alimentazione: 100-230 V / 50-60 Hz- peso: 6.9 kg (senza testa della pompa)- classe di protezione: IP 65





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

