


**Tavolino riscaldante, sistema Kofler****Wagner & Munz****Tavolino riscaldante, sistema Kofler**

Estremamente facile da usare. Possibilità di osservare contemporaneamente diverse caratteristiche del campione. Aumento della temperatura ad andamento lineare. Rapida identificazione delle sostanze organiche. Set sostanze di calibrazione e di test incluse. Marchio CE.

Dimensioni (LxPxH): 430 x 100 x 140mm

Intervallo temperatura: da +50 a +260 °C



| Code        | Description                                                                                            | Packaging |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG09830160 | Tavolino riscaldante, sistema Kofler, temperatura 50 ... 260 °C, dimensioni (LxPxH) 430 x 140 x 100 mm | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

