


**Tavolino riscaldante, sistema Kofler****Wagner & Munz****Tavolino riscaldante, sistema Kofler**

Estremamente facile da usare. Possibilità di osservare contemporaneamente diverse caratteristiche del campione. Aumento della temperatura ad andamento lineare. Rapida identificazione delle sostanze organiche. Set sostanze di calibrazione e di test incluse. Marchio CE.

Dimensioni (LxPxH): 430 x 100 x 140mm

Intervallo temperatura: da +50 a +260 °C



Code	Description	Packaging
LLG09830160	Tavolino riscaldante, sistema Kofler, temperatura 50 ... 260 °C, dimensioni (LxPxH) 430 x 140 x 100 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

