


**Tappi a vite HT (High Temp), PPS****Bohlender**

Tappi a vite HT (High Temp), PPS. Con guarnizione in PTFE/SILICONE in PPS (solfuro di polifenile). Ottima resistenza meccanica. Resi stente fino a temperature di +250°C. La zigrinatura particolarmente resistente permette una chiusura sicura ed una facile apertura d ei tappi a vite.



Code	Description	Packaging
LLG09209070	Tappi a vite HT (High Temp), PPS, Per filettatura 14 GL	1 pz
LLG09209071	Tappi a vite HT (High Temp), PPS, Per filettatura 18 GL	1 pz
LLG09209072	Tappi a vite HT (High Temp), PPS, Per filettatura 25 GL	1 pz
LLG09209073	Tappi a vite HT (High Temp), PPS, Per filettatura 32 GL	1 pz
LLG09209074	Tappi a vite HT (High Temp), PPS, Per filettatura 45 GL	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

