

**Sifone ad immersione monouso****Bürkle**

Campionatore monouso, ideale per il campionamento di liquidi molo aderenti che rendono sostituire il campionatore meno costoso di complicati processi di pulizia. Realizzato in PE, trasparente in modo da rendere facilmente visionabile il contenuto. La superficie in PE minimizza l'adesione del liquido rendendo trascurabili le perdite di campione causate da ritenzione nello strumento.



Code	Description	Packaging
LLG06303782	Campionatore 275 ml, profondità immersione 850 mm, lungh.tot. 1000 mm	1 pz
LLG07608782	Campionatori monouso, 75 ml, prof.immersione 350 mm, Lungh. Tot. 500 mm	1 pz
LLG07608783	Campionatori monouso, 175 ml, prof. immersione 600 mm, Lungh. Tot. 750 mm	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

