

**Accessori per autoclavi portatili CertoClav****CertoClav**

Accessori per autoclavi portatili CertoClav. Service Kit 1: con guarnizione coperchio, guarnizione valvola, guarnizione per rubinetto di scarico e manometro, valvola vapore. Service kit 2: con guarnizione coperchio, guarnizione valvola di controllo, guarnizione per rubinetto di scarico e manometro, valvola vapore e valvola di sicurezza.



| Code        | Description                                                                                                                                                                                                                                    | Packaging |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG09842020 | Set di servizio 2 (Set di guarnizioni), Per Classic, MultiControl 2, Connect, VacPro 12-22, STE-45-T                                                                                                                                           | 1 pz      |
| LLG09842025 | Cestello a rete, con manico                                                                                                                                                                                                                    | 1 pz      |
| LLG09842033 | Stampante Log , Per MultiControl, MultiControl 2, Vac Pro 12 - 45, Cibus Pro                                                                                                                                                                   | 1 pz      |
| LLG09842035 | Cestello metallico con manico, Ø 25 x 23 cm, Per Classic, MultiControl 2, Connect, Cibus                                                                                                                                                       | 1 pz      |
| LLG09842036 | Set di servizio 1 (guarnizione in silicone 24 cm per il coperchio, guarnizione per la valvola di sterilizzazione, 2x guarnizione per il manometro e il rubinetto di rilascio del vapore, valvola di rilascio del vapore), Per EL, MultiControl | 1 pz      |
| LLG09842037 | Sensore campione, PT100, Per Connect                                                                                                                                                                                                           | 1 pz      |
| LLG09842038 | Licenza PC Software Professional, Per MultiControl, MultiControl 2                                                                                                                                                                             | 1 pz      |