

**Accessori per autoclavi portatili CertoClav****CertoClav**

Accessori per autoclavi portatili CertoClav. Service Kit 1: con guarnizione coperchio, guarnizione valvola, guarnizione per rubinetto di scarico e manometro, valvola vapore. Service kit 2: con guarnizione coperchio, guarnizione valvola di controllo, guarnizione per rubinetto di scarico e manometro, valvola vapore e valvola di sicurezza.



Code	Description	Packaging
LLG09842020	Set di servizio 2 (Set di guarnizioni), Per Classic, MultiControl 2, Connect, VacPro 12-22, STE-45-T	1 pz
LLG09842025	Cestello a rete, con manico	1 pz
LLG09842033	Stampante Log , Per MultiControl, MultiControl 2, Vac Pro 12 - 45, Cibus Pro	1 pz
LLG09842035	Cestello metallico con manico, Ø 25 x 23 cm, Per Classic, MultiControl 2, Connect, Cibus	1 pz
LLG09842036	Set di servizio 1 (guarnizione in silicone 24 cm per il coperchio, guarnizione per la valvola di sterilizzazione, 2x guarnizione per il manometro e il rubinetto di rilascio del vapore, valvola di rilascio del vapore), Per EL, MultiControl	1 pz
LLG09842037	Sensore campione, PT100, Per Connect	1 pz
LLG09842038	Licenza PC Software Professional, Per MultiControl, MultiControl 2	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

