



Cartucce gas

Camping Gaz

Cartucce gas.

C 206 GLS.

Senza valvola di sicurezza. Per lampada bunsen Labogaz® 206 e lampada per soffieria Soudogaz®.

CV 470 Plus e CV 300 Plus.

Con valvola di sicurezza. Per lampada bunsen Labogaz® 470.

CV 360

Con valvola di sicurezza. Per bruciatore di sicurezza per gas Schuett Phoenix (Art. LLG09018761).

La valvola di sicurezza permette di rimuovere le cartucce di gas parzialmente utilizzate.



Code	Description	Packaging
LLG06243905	Cartucce gas, Tipo CV 300 Plus, Capacità 240 g, Carburante 80/20 Butano/Propano, Altezza 105 mm	1 pz
LLG06261010	Cartucce gas, Tipo C 206 GLS, Capacità 190 g, Carburante 80/20 Butano/Propano, Altezza 90 mm	36 pz
LLG06261011	Cartucce gas, Tipo CV 470 Plus, Capacità 450 g, Carburante 80/20 Butano/Propano, Altezza 140 mm	12 pz
LLG06290860	Cartucce gas, Tipo C 206 GLS, Capacità 190 g, Carburante 80/20 Butano/Propano, Altezza 90 mm	5 pz
LLG09018512	Cartucce gas, Tipo CV 470 Plus, Capacità 450 g, Carburante 80/20 Butano/Propano, Altezza 140 mm	1 pz
LLG09018519	Cartucce gas, Tipo CV 360, Capacità 52 g, Carburante Butano, Altezza 140 mm	1 pz
LLG09018520	Cartucce gas, Tipo C 206 GLS, Capacità 190 g, Carburante 80/20 Butano/Propano, Altezza 90 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

