

**Lampada ad alcool****Duran**

Lampada ad alcool. In vetro comune. Forma tronco-conica. Con coperchio smerigliato. Senza tubolatura per rifornimento alcol. Fornito senza stoppino e bocchetta portastoppino. Capacità 100 ml.



| Code        | Description             | Packaging |
|-------------|-------------------------|-----------|
| LLG09018554 | Bocchetta portastoppino | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

