

**Lampada ad alcool****Duran**

Lampada ad alcool. In vetro comune. Forma tronco-conica. Con coperchio smerigliato. Senza tubolatura per rifornimento alcol. Fornito senza stoppino e bocchetta portastoppino. Capacità 100 ml.



Code	Description	Packaging
LLG09018554	Bocchetta portastoppino	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

