

**Contenitore multiuso con tappo a vite, PP****Kartell**

Beaker multiuso con tappo a vite, PP.

Beakers in PP per urine con tappo a vite.

- Non sterile, venduto in multi-confezione;
- Sterile e asettico con area satinata per marcatura e avvolto individualmente.



Code	Description	Packaging
LLG04675613	Bicchieri multiuso con tappo a vite rosso, PP, 150 ml, sterile, conf singola, altezza 72 mm, Ø est. 58 mm	250 pz
LLG06223329	Bicchieri multiuso con tappo a vite azzurro, PP, 150 ml, NON sterile, conf multipla, altezza 72 mm, Ø est. 58 mm	500 pz
LLG06254900	Bicchieri in PP, sterile, con tappo a vite in PE rosso, 200 ml, Ø 64 mm, h 93 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

