

**Lampada ad alcool****Carl Friedrich Usbeck**

Lampada ad alcool. In acciaio inox 18/10. Regolazione dell'altezza dello stoppino e tappo di chiusura. Capacità ca. 60 ml.



Code	Description	Packaging
LLG06056592	Stoppino di ricambio, 1 m	1 metro
LLG09018560	Lampada ad alcool, in acciaio inox 18/10, 60 ml	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

