

**CertoClav MultiControl 2****CertoClav**

CertoClav MultiControl 2. Le autoclavi da banco CertoClav sono la soluzione completa di autoclavaggio per piccoli laboratori o un'aggiunta flessibile alle autoclavi di grosso volume. Grazie al loro design salva-spazio possono essere collocate direttamente sul banco di laboratorio. Ideali per la preparazione di campioni di colture, per la sterilizzazione di strumenti e scarti e per test qualitativi, come il test HAST.

Tutti i modelli: Certificati TÜV. Marchio CE. Non richiedono collegamento all'acqua. 230V, 50-60Hz. Procedura di ventilazione: processo flusso. L'aspetto effettivo può discostarsi dalla foto. Made in Austria.

CertoClav MultiControl 2: Autoclave con controllore programmabile liberamente (da temp. ambiente a 140°C). Programmi standard pre-installati per sterilizzazione. L'unità di controllo ha un'uscita per la stampante CertoClav (Cod. LLG09842033) e una porta USB per collegamento a PC. Include la versione base del software PC per monitoraggio dei dati (è richiesta una licenza professionale per programmi con funzioni avanzate).

CertoClav MultiControl 2 Touch: come il modello CertoClav MultiControl 2, ma con schermo touch ad alta risoluzione. Tutte le funzioni sono spiegate tramite video sulla macchina. Virtualmente non serve nessun training per i nuovi utilizzatori. Semplice conformità con le richieste di documentazione della normativa GLP possibile tramite CertoCloud, dove sono immagazzinate per 10 anni tutte le informazioni e i dati dei cicli, ai quali è possibile accedere da ogni browser web. Nell'acquisto sono inclusi 6 mesi gratuiti di utilizzo del CertoCloud.

Hai bisogno la qualifica IQ/OQ/PQ per lo strumento cui sei interessato?

Scopri come possiamo aiutarti



Code	Description	Packaging
LLG09842030	Autoclave CERTOCLAV MultiControl 2, 18 litri 20 ... 140 °C, max. pressione 2,7 bar, dim. interne (ØxH) 260 x 350 mm, dim. esterne (LxPxH) 445 x 300 x 535 mm, 9,5 kg, potenza riscaldante 1300 W	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

