



Accessori per spettrofotometri uniSPEC 2 e 4

LLG Labware

Accessori per spettrofotometri uniSPEC 2 e 4.



Code	Description	Packaging
LLG06263609	Software per spettrofotometri LLG-uniSPEC 1 / 2, compatibile con Windows 10	1 pz
LLG06263615	Lampada al tungsteno, per Spettrofotometri uniSPEC 2/uniSPEC 4	1 pz
LLG06263616	Lampada al deuterio, per Spettrofotometri uniSPEC 2/uniSPEC 4	1 pz
LLG06263617	Portacuvette, regolabile per 1 cuvetta micro, per uniSPEC 2/uniSPEC 4	1 pz
LLG06266530	Portacuvette per 4 cuvette da 50 mm e 100 mm, per uniSPEC 2/uniSPEC 4	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

