

**Bottiglie di Mariotte****Duran**

Bottiglie di Mariotte. DURAN®. Con tappo GL 45. Raccordo inferiore a vite GL 32. Complete di collo a vite (PBT), tappo a vite, guarnizione in silicone e rubinetto con maschio in PTFE. Con certificato di Rintracciabilità (identificazione lotto) scaricabile da internet. ISO 4796-3. Vetro tipo 1 / vetro neutro, in conformità con USP, EP e JP. Autoclavabile.



Code	Description	Packaging
LLG09002141	Bottiglia per filtrazione, DURAN Cap. 1000 ml	1 pz
LLG09002142	Bottiglia per filtrazione, DURAN Cap. 2000 ml	1 pz
LLG09002143	Bottiglia per filtrazione, DURAN Cap. 5000 ml	1 pz
LLG09002272	Bottiglia per filtrazione, DURAN Cap. 10000 ml	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

