

**Agitatore per piastre TS-DW****Grant**

Agitatore termico progettato per l'agitazione e la termostatazione di micropiastre - può essere utilizzato come fossero 3 strumenti indipendenti: incubatore, agitatore per micropiastre e agitatore termico - piattaforma profilata per perfetto adattamento alla piastra e massimo trasferimento del calore - range di regolazione temperatura da 25 a 100 °C - range controllo temperatura da +5 sopra ambiente a 100 °C - velocità di agitazione da 250 a 1400 rpm - rapida velocità di riscaldamento - ingombro ridotto - applicazioni: life science, biologia molecolare, biologia cellulare, lisi cellulare, isolamento e purificazione DNA, preparazione del campione per PCR, ri-sospensione pellet,...



| Code        | Description                                                                 | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG06280074 | Agitatore termico per piastre deepwell TS-DW, +5amb./100°C,<br>250/1400 rpm | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

