

**Agitatore per piastre TS-DW****Grant**

Agitatore termico progettato per l'agitazione e la termostatazione di micropiastre - può essere utilizzato come fossero 3 strumenti indipendenti: incubatore, agitatore per micropiastre e agitatore termico - piattaforma profilata per perfetto adattamento alla piastra e massimo trasferimento del calore - range di regolazione temperatura da 25 a 100 °C - range controllo temperatura da +5 sopra ambiente a 100 °C - velocità di agitazione da 250 a 1400 rpm - rapida velocità di riscaldamento - ingombro ridotto - applicazioni: life science, biologia molecolare, biologia cellulare, lisi cellulare, isolamento e purificazione DNA, preparazione del campione per PCR, ri-sospensione pellet,...



Code	Description	Packaging
LLG06280074	Agitatore termico per piastre deepwell TS-DW, +5amb./100°C, 250/1400 rpm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

