

**Tubo per bruciatori a gas****Deutsch & Neumann**

Tubo per bruciatori a gas. Senza rivestimento né rinforzo. Conforme ai requisiti DIN 30664 sezione 1. Per l'allacciamento a connessioni gas secondo requisiti DIN 3383-4 e bruciatori a gas per laboratorio secondo DIN 30665 sezione 1. Per tutti i tipi di gas secondo la scheda di lavoro DVGW G 260, a pressione fino a 100 mbar e temperature fino a 70°C. Installazioni secondo DVGW-TRGI 2008 e foglio di lavoro DVGW Reg. No. NG-4607AU2366. Venduto al metro.



Code	Description	Packaging
LLG09018970	Tubi di sicurezza per gas, in cloroprene rosso, senza rinforzi, Ø interno 10 mm, Ø esterno 14 mm, spessore 2 mm, durezza Shore 60 A, max. temp. 70 °C, lungh. 40 m	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

