

**Cassette istologiche, in POM****Kartell**

Cassette istologiche, in POM. Per inclusioni di paraffina. Con coperchio a clip che si rompe quando si chiude, che ne consente una facile rimozione.



Code	Description	Packaging
LLG06207173	Cassette istologiche, POM, bianche, dim. (LxPxH) 28x40x6,8 mm	500 pz
LLG06226853	Cassette istologiche, POM, rosa, dim. (LxPxH) 28x40x6,8 mm	500 pz
LLG06269288	Cassette istologiche, POM, Colore Giallo, Dimensioni (LxPxH) 28x40x13,6 mm	100 pz
LLG06280220	Cassette istologiche, POM, Colore Blu, Dimensioni (LxPxH) 28x40x6,8 mm	500 pz
LLG06284765	Cassette istologiche, POM, Colore Giallo, Dimensioni (LxPxH) 28x40x6,8 mm	500 pz
LLG06284766	Cassette istologiche, POM, Colore Rosso, Dimensioni (LxPxH) 28x40x6,8 mm	500 pz
LLG06284767	Cassette istologiche, POM, Colore Verde, Dimensioni (LxPxH) 28x40x6,8 mm	500 pz
LLG06284771	Cassette istologiche, POM, Colore Blu, Dimensioni (LxPxH) 28x40x13,6 mm	100 pz
LLG06284772	Cassette istologiche, POM, Colore Verde, Dimensioni (LxPxH) 28x40x13,6 mm	100 pz
LLG06284773	Cassette istologiche, POM, Colore Rosa, Dimensioni (LxPxH) 28x40x13,6 mm	100 pz
LLG07910449	Cassette istologiche, POM, Colore Bianco, Dimensioni (LxPxH) 28x40x13,6 mm	100 pz