

**Cassette istologiche, in POM****Kartell**

Cassette istologiche, in POM. Per inclusioni di paraffina. Con coperchio a clip che si rompe quando si chiude, che ne consente una facile rimozione.



| Code        | Description                                                                | Packaging |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG06207173 | Cassette istologiche, POM, bianche, dim. (LxPxH) 28x40x6,8 mm              | 500 pz    |
| LLG06226853 | Cassette istologiche, POM, rosa, dim. (LxPxH) 28x40x6,8 mm                 | 500 pz    |
| LLG06269288 | Cassette istologiche, POM, Colore Giallo, Dimensioni (LxPxH) 28x40x13,6 mm | 100 pz    |
| LLG06280220 | Cassette istologiche, POM, Colore Blu, Dimensioni (LxPxH) 28x40x6,8 mm     | 500 pz    |
| LLG06284765 | Cassette istologiche, POM, Colore Giallo, Dimensioni (LxPxH) 28x40x6,8 mm  | 500 pz    |
| LLG06284766 | Cassette istologiche, POM, Colore Rosso, Dimensioni (LxPxH) 28x40x6,8 mm   | 500 pz    |
| LLG06284767 | Cassette istologiche, POM, Colore Verde, Dimensioni (LxPxH) 28x40x6,8 mm   | 500 pz    |
| LLG06284771 | Cassette istologiche, POM, Colore Blu, Dimensioni (LxPxH) 28x40x13,6 mm    | 100 pz    |
| LLG06284772 | Cassette istologiche, POM, Colore Verde, Dimensioni (LxPxH) 28x40x13,6 mm  | 100 pz    |
| LLG06284773 | Cassette istologiche, POM, Colore Rosa, Dimensioni (LxPxH) 28x40x13,6 mm   | 100 pz    |
| LLG07910449 | Cassette istologiche, POM, Colore Bianco, Dimensioni (LxPxH) 28x40x13,6 mm | 100 pz    |