

**Euro-scatole, lega di alluminio****ZARGES**

Euro-scatole, lega di alluminio. Lega di alluminio molto resistente, anticorrosione. Cerniere in acciaio inox. Guarnizione coperchio di protezione contro polvere e spruzzi d'acqua. Bordi rinforzati. Staffe per bloccare il coperchio. Possono essere sigillati grazie a piombatura, lucchetto o serratura integrata. Impilabile. Angoli di impilatura blu in plastica antiurto.



Code	Description	Packaging
LLG09301356	Contentitore EUROBOX, dim.int.350x250x310 mm, est. 400x300x340 mm, 27 L	1 pz
LLG09301357	Contentitore EUROBOX, dim.int. 550x350x220 mm, est. 600x400x250 mm, 42 L	1 pz
LLG09301358	Contentitore EUROBOX, dim.int. 550x350x310 mm, est. 600x400x340 mm, 60 L	1 pz
LLG09301359	Contentitore EUROBOX, dim.int. 550x350x380 mm, est. 600x400x410 mm, 73 L	1 pz
LLG09301360	Contentitore EUROBOX, dim.int. 750x350x310 mm, est. 800x400x340 mm, 81 L	1 pz
LLG09301361	Contentitore EUROBOX, dim.int. 750x550x380 mm, est. 800x600x410 mm, 157 L	1 pz
LLG09301362	Contentitore EUROBOX, dim.int. 750x550x580 mm, est. 800x600x610 mm, 239 L	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

