

**Contenitore refrigerante PCR-Cooler****Eppendorf**

Contenitore refrigerante PCR-Cooler.

Il contenitore refrigerante per PCR usato come termometro: al di sopra di $+7^{\circ}\text{C}$, si ha colorazione rosa o blu chiaro; se freddissimo ha colorazione viola o blu scuro.

Il nuovo PCR-Cooler Eppendorf mantiene i campioni sensibili in modo affidabile per oltre un'ora a 0°C^* , mostrando un cambio di colore quando si superano i $+7^{\circ}\text{C}$.

Meglio del bagno in ghiaccio, semplice, di ingombro ridotto, sicuro e senza contaminazioni.

La temperatura delle singole provette può essere monitorata osservando la colorazione del rispettivo pozzetto.

Il congelamento dei campioni viene evitato grazie ad uno speciale profilo conico del pozzetto.

PCR-Cooler Eppendorf comprende: unità di raffreddamento, in formato universale da 96 pozzetti, per microprovette per PCR da 0,2 ml.

Se siete alla ricerca di una soluzione compatta e innovativa per la protezione, il trasporto e la conservazione di campioni sensibili e per un bloccaggio sicuro di reazioni, non lasciatevi scappare il Cooler per PCR Eppendorf.

**Avvertenza d'impiego**

Cambiando colorazione da viola a rosa o da blu scuro ad azzurro il PCR-Cooler indica quando viene superata la temperatura massima di $+7^{\circ}\text{C}$. Il fattore cruciale per il raffreddamento dei singoli campioni è, a questo riguardo, il colore nei singoli pozzetti del PCR-Cooler.



Code	Description	Packaging
LLG09283576	Set starter contenitore refrigerante PCR-Cooler (1 x rosa, 1 x blu), per contenitori 0,2 ml, tempo di raffreddamento 0 °C: 1 h	1 pz
LLG09283577	Contenitore refrigerante PCR-Cooler, per contenitori 0,2 ml, tempo di raffreddamento 0 °C, 1 h, colore rosa	1 pz
LLG09283578	Contenitore refrigerante PCR-Cooler, per contenitori 0,2 ml, tempo di raffreddamento 0 °C: 1 h, colore blu	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

