



Cappa chimica ChemFAST Elite

Faster

Cappa chimica ChemFAST Elite - cappa di aspirazione a filtrazione molecolare - per la protezione di operatore e ambiente nei confronti di agenti chimici, solventi, vapori e aerosol - ideale per l'uso moderato con composti chimici volatili.

Da accessoriare con filtri dedicati disponibili in ampia gamma da selezionare in base all'applicazione.

Caratteristiche tecniche:

- Controllo a **microprocessore**: è possibile settare la velocità dell'aria mediante sistema digitale, monitorare in continuo le condizioni operative e lo stato di intasamento del/i prefiltro/i o di saturazione del/i filtro/i e inserire dati utili quali il tempo di utilizzo del filtro e la data di sostituzione dello stesso;
- **Testata di aspirazione**: in acciaio ferro carbonio verniciato, già **completa di prefiltri** ad alte prestazioni;
- Il materiale filtrante è permanentemente caricato con forti cariche dielettriche per assicurare la rimozione di particolato - la combinazione tra le cariche elettriche e la struttura aperta permette un'**alta efficienza di filtrazione**, una **ridotta perdita di carico** ed una **grande capacità di ritenzione**;
- **Struttura** in acciaio galvanizzato rivestito con vernice epossidica;
- **Laterali e pannello frontale** in vetro temperato;
- **Pannello di fondo** in lamiera verniciata con polveri epossidiche;
- **Piano di lavoro** in materiale PVC resistente ad acidi e solventi, disponibile su richiesta in acciaio inossidabile AISI 316L;
- Non necessita di collegamento con l'esterno;
- Dotata di **illuminazione** fluorescente;
- A richiesta accessoriabile con tavolo di sostegno, carrello mobile, presa di tensione e rubinetto manuale per gas/vuoto;
- Alimentazione: 230 V 50 Hz monofase.

Le cappe ChemFAST montano il seguente numero di filtri:

Filtri per ChemFAST 06/12:

- n°1 filtro per ChemFAST 06

- n°2 filtri per ChemFAST 12

Filtri per ChemFAST 09:

- n°2 filtri per ChemFAST 09



Filtri per ChemFAST 15:

- n°2 filtri per ChemFAST 06/12

- n°1 filtro per ChemFAST 09

Accessori e optional disponibili a richiesta.

Hai bisogno la qualifica IQ/OQ/PQ per lo strumento cui sei interessato?

Scopri come possiamo aiutarti

Code	Description	Packaging
F0B0018300V2	cappa ChemFAST Elite 06 - dim.ext.595x660x1120 h mm, int.553x600x660 h mm	1 pz
F0B0018400V2	cappa ChemFAST Elite 09 - dim.ext.885x760x1120 h mm, int.823x600x660 h mm	1 pz
F0B0018500V2	cappa ChemFAST Elite 12 - dim.ext.1185x660x1120 h mm, int.1123x600x660 h mm	1 pz
F0B0018600V2	cappa ChemFAST Elite 15 - dim.ext.1500x660x1120 h mm, int.1438x600x660 h mm	1 pz



Code	Description	Packaging
F0B0018700V2	cappa ChemFAST Elite 18 - dim.ext.1800x760x1120 h mm, int.1738x600x660 h mm	1 pz

Accessories

Code	Description	Packaging
FX0000834400	Cassone esterno (senza filtri) per filtro A/C aggiuntivo per ChemFAST 06 senza raccordo all'espulsione	1 pz
FX0000834410	Cassone esterno (senza filtri) per filtro A/C aggiuntivo per ChemFAST 06 con raccordo all'espulsione	1 pz
FX0000834420	Cassone esterno (senza filtri) per filtro HEPA aggiuntivo per ChemFAST 06 senza raccordo all'espulsione	1 pz
FX0000834430	Cassone esterno (senza filtri) per filtro HEPA aggiuntivo per ChemFAST 06 con raccordo all'espulsione	1 pz
FX0000834500	Tavolo di supporto per ChemFAST Elite/Top 06	1 pz
FX0000834510	Carrello mobile per ChemFAST Elite/Top 06	1 pz
FX0000834800	Filtro di espulsione A/C, per ChemFAST Top/Elite 06	1 pz
FX0000834810	Filtro di espulsione per SO ₂ -H ₂ S-urine, per ChemFAST Top/Elite 06	1 pz
FX0000834820	Filtro di espulsione per cianuri, per ChemFAST Top/Elite 06	1 pz
FX0000834830	Filtro di espulsione per iodio radioattivo, per ChemFAST TOP/Elite 06	1 pz
FX0000834840	Filtro di espulsione A/C per acido solforico, per ChemFAST Top/Elite 06	1 pz
FX0000834850	Filtro di espulsione per ammoniaca, per ChemFAST Top/Elite 06	1 pz
FX0000834860	Filtro di espulsione per mercurio, per ChemFAST Top/Elite 06	1 pz
FX0000834870	Filtro di espulsione per formaldeide, per ChemFAST Top/Elite 06	1 pz
FX0000834880	Filtro aggiuntivo HEPA per espulsione, per ChemFAST Top/Elite 06	1 pz



Code	Description	Packaging
FX0000844000	Prefiltro per ChemFAST Top/Elite 09	10 pz
FX0000844010	Filtro A/C per ChemFAST Top/Elite 09 - usi generali	1 pz
FX0000844020	Filtro SULF per ChemFAST Top/Elite 09 - per composti dello zolfo	1 pz
FX0000844030	Filtro UR per ChemFAST Top/Elite 09 - per SO ₂ , H ₂ S, urine, escreti, odori animali	1 pz
FX0000844040	Filtro AM per ChemFAST Top/Elite 09 - per ammoniaca e ammine	1 pz
FX0000844050	Filtro CYAN per ChemFAST Top/Elite 09 - per cianuri	1 pz
FX0000844060	Filtro MER per ChemFAST Top/Elite 09 - per vapori di mercurio	1 pz
FX0000844070	Filtro ACR per ChemFAST Top/Elite 09 - per iodio radioattivo	1 pz
FX0000844080	Filtro FOR per ChemFAST Top/Elite 09 - per formalina	1 pz
FX0000844090	Filtro HEPA per ChemFAST Top/Elite 09	1 pz
FX0000844400	Cassone esterno (senza filtri) per filtro A/C aggiuntivo per ChemFAST 09/12 senza raccordo all'espulsione	1 pz
FX0000844410	Cassone esterno (senza filtri) per filtro A/C aggiuntivo per ChemFAST 09/12 con raccordo all'espulsione	1 pz
FX0000844420	Cassone esterno (senza filtri) per filtro HEPA aggiuntivo per ChemFAST 09/12 senza raccordo all'espulsione	1 pz
FX0000844430	Cassone esterno (senza filtri) per filtro HEPA aggiuntivo per ChemFAST 09/12 con raccordo all'espulsione	1 pz
FX0000844500	Tavolo di supporto per ChemFAST Elite/Top 09	1 pz
FX0000844510	Carrello mobile per ChemFAST Elite/Top 09	1 pz
FX0000844520	Tavolo con ruote per ChemFAST Elite/Top 09, completo di piano di lavoro e lavello	1 pz
FX0000854000	Prefiltri per ChemFAST Top/Elite 06/12	10 pz
FX0000854010	Filtro A/C per ChemFAST Top/Elite 06/12 - per usi generali	1 pz
FX0000854020	Filtro SULF per ChemFAST top/Elite 06/12 - per composti dello zolfo	1 pz



Code	Description	Packaging
FX0000854030	Filtro UR per ChemFAST Top/Elite 06/12 - per SO ₂ , H ₂ S, urine, escreti, odori animali	1 pz
FX0000854040	Filtro AM per ChemFAST Top/Elite 06/12 - per ammoniaca e ammine	1 pz
FX0000854050	Filtro CYAN per ChemFAST Top/Elite 06/12 - per cianuri	1 pz
FX0000854060	Filtro MER per ChemFAST Top/Elite 06/12 - per vapori di mercurio	1 pz
FX0000854070	Filtro ACR per ChemFAST Top/Elite 06-12 - per iodio radioattivo	1 pz
FX0000854080	Filtro FOR per ChemFAST top/Elite 06/12 - per formalina	1 pz
FX0000854090	Filtro HEPA per ChemFAST Top/Elite 06/12 - per polveri e particelle in genere	1 pz
FX0000854500	Tavolo di supporto per ChemFAST Top/Elite 12	1 pz
FX0000854510	Carrello mobile per ChemFAST Elite/Top 12	1 pz
FX0000854520	Mobile sottocappa con ruote per ChemFAST Top/Elite 12	1 pz
FX0000854740	Installazione rubinetto acqua per ChemFAST Top/Elite	1 pz
FX0000854800	Filtro A/C di sicurezza per ChemFAST Top/Elite 09-12	1 pz
FX0000854810	Filtro di espulsione per SO ₂ -H ₂ S-urine, per ChemFAST Top/Elite 09-12	1 pz
FX0000854820	Filtro di espulsione per cianuri, per ChemFAST Top/Elite 09-12	1 pz
FX0000854830	Filtro di espulsione per iodio radioattivo, per ChemFAST Top/Elite 09-12	1 pz
FX0000854840	Filtro addizionale per acido solforico, per ChemFAST Top/Elite 09-12	1 pz
FX0000854850	Filtro di espulsione A/C per ammoniaca, per ChemFAST Top/Elite 09-12	1 pz
FX0000854860	Filtro di espulsione per mercurio, per ChemFAST Top/Elite 09-12	1 pz
FX0000854870	Filtro di espulsione A/C per formaldeide, per ChemFAST Top/Elite 09-12	1 pz
FX0000854880	Filtro di espulsione HEPA, per ChemFAST Top/Elite 09-12	1 pz



Code	Description	Packaging
FX0000854910	Presa elettrica per ChemFAST Elite/Top	1 pz
FX0000864400	Cassone esterno (senza filtri) per filtro A/C aggiuntivo per ChemFAST 15 senza raccordo all'espulsione	1 pz
FX0000864410	Cassone esterno (senza filtri) per filtro A/C aggiuntivo per ChemFAST 15 con raccordo all'espulsione	1 pz
FX0000864420	Cassone esterno (senza filtri) per filtro HEPA aggiuntivo per ChemFAST 15 senza raccordo all'espulsione	1 pz
FX0000864430	Cassone esterno (senza filtri) per filtro HEPA aggiuntivo per ChemFAST 15 con raccordo all'espulsione	1 pz
FX0000864500	Tavolo di supporto per ChemFAST Elite/Top 15	1 pz
FX0000864510	Carrello mobile per ChemFAST Elite/Top 15	1 pz
FX0000864520	Tavolo con ruote per ChemFAST Elite/Top 15, completo di piano di lavoro e lavello	1 pz
FX0000874500	Tavolo di supporto per ChemFAST Elite/Top 18	1 pz
FX0000874510	Tavolo con ruote per ChemFAST Elite/Top 18	1 pz
FX0000874520	Tavolo con ruote per ChemFAST Elite/Top 18, completo di piano di lavoro e lavello	1 pz
FX0002050400	Installazione rubinetto gas con elettrovalvola per SafeFAST Light, SmartFAST, FlowFAST H/H Reverse e ChemFAST Top/Elite	1 pz
FX0008454000	Presa elettrica aggiuntiva per Chemfast Top/Elite	1 pz
FX0011247100	Installazione rubinetto per gas o vuoto per SafeFast TOP/Premium/ Premium Touch/Elite/Classic/Light/XXL, SmartFAST, FlowFAST V/H/H Reverse, CytoFAST Elite e ChemFAST Top/Elite	1 pz
FX0011247200	Rubinetto manuale aria compressa, per SafeFast Top/Premium/Premium Touch/Elite/Classic/Light/XXL, SmartFAST, FlowFAST V/H/H Reverse, CytoFAST Elite, ChemFAST TOP/Elite	1 pz
FX0011247300	Installazione rubinetto azoto, per SafeFast Top/Premium/Premium Touch/Elite/Classic/Light/XXL, SmartFAST, FlowFAST V/H/H Reverse, CytoFAST Elite, ChemFAST TOP/Elite	1 pz

