

**Bottiglie di aspirazione, PE-HD****Hünersdorff**

Bottiglie di aspirazione, in HDPE.

Bottiglie di conservazione, con filettatura larga (22 mm) per l'avvitamento di rubinetti e valvole ad angolo.

Ordinare separatamente i rubinetti e l'adattatore per rubinetti con R 1/2".

Altre misure disponibili su richiesta.

- Protezione UV per una lunga durata;
- Ottima resistenza a grassi, resine, alcali, oli e acidi;
- Con cinghia di trasporto in metallo;
- Adatti al contatto per gli alimenti.





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

