

**Termometri di precisione, calibrati, a stelo****Ludwig Schneider**

Termometri di precisione, calibrati, a stelo. Capillare: giallo retro tondo, diam. 6 ± 1 mm, riempimento ecologico rosso, con certificato di calibrazione DAkkS su 3 punti.



Code	Description	Packaging
LLG04658581	Termometri, calibrati, a stelo, 305mm, immersione tot., -10/+100°C, ris.1°C	1 pz
LLG04658582	Termometri, calibrati, a stelo, 305mm, immersione tot., -10/+150°C, ris.1°C	1 pz
LLG04658583	Termometri, calibrati, a stelo, 270mm, immersione tot., -10/+100°C, ris.0,5°C	1 pz
LLG04658584	Termometri, calibrati, a stelo, 420mm, immersione tot., -5/+100°C, ris.0,2°C	1 pz
LLG04658585	Termometri, calibrati, a stelo, 420mm, immersione tot., 0/+50°C, ris.0,1°C	1 pz
LLG04658586	Termometri, calibrati, a stelo, 420mm, immersione tot., -10/+50°C, ris.0,1°C	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

