

**Regolatore di corrente alternata VOLTRON-PLUS F****Messner****VOLTRON-PLUS F.**

Regolatore di corrente alternata per il controllo continuo di utenze resistive e induttive con i seguenti vantaggi:

- Interruttore con spia bipolare, 10 A (4)- controllo IC, privo di isteresi
- Con avvio dolce
- Schermatura grado N
- Scaricatore sovratensione
- Supporto fusibile protetto da contatto
- Spia luminosa di accensione
- Tensione 220-235 V ~ / 50 / 60 Hz
- Potenza di rottura max. 2000 VA
- Corrente di commutazione max. 10 A
- Elettronica Fase Controllo
- Intervallo di regolazione 0 - 235 V
- Dimensioni 150 x 80 x 55 mm Peso 0,7 kg



Code	Description	Packaging
LLG09725363	Regolatore di potenza VOLTRON-PLUS	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

