

**Provette per Proteine LoBind****Eppendorf**

Provette per Proteine LoBind. - perdita minore del 3% di DNA/RNA a basse concentrazioni e in condizioni critiche (alta salinità, cor ti frammenti di DNA)- nessuna superficie rivestita, es. silicone- libera da DNA, DNase, RNase e inibitori PCR (PCR pulito)- nuovo PP prodotto in condizioni ottimizzate- disponibile in tubi safe-lock da 0,5ml, 1.5ml e 2.0ml- altamente trasparente- eccellente resis tenza alla centrifugazione (fino a 18000xg)



Code	Description	Packaging
LLG09409328	Provetta per proteine LoBind, 0,5 ml	100 pz
LLG09409329	Provetta per proteine LoBind, 1,5 ml	100 pz
LLG09409330	Provetta per proteine LoBind, 2,0 ml	100 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

