

**Capsule per evaporazione, porcellana, forma bassa****Haldenwanger**

Capsule per evaporazione, porcellana, forma bassa. Fondo piano. Interno ed esterno smaltati tranne il bordo.



Code	Description	Packaging
LLG09000204	Capsule per evaporazione, cap. 8* ml, Ø bordo 40 mm, h 9 mm	1 pz
LLG09000205	Capsule per evaporazione, cap. 10* ml, Ø bordo 50 mm, h 11 mm	1 pz
LLG09000206	Capsule per evaporazione, cap. 20* ml, Ø bordo 63 mm, h 13 mm	1 pz
LLG09000208	Capsule per evaporazione, cap. 40* ml, Ø bordo 80 mm, h 20 mm	1 pz
LLG09000210	Capsule per evaporazione, cap. 80* ml, Ø bordo 100 mm, h 22 mm	1 pz
LLG09000212	Capsule per evaporazione, cap. 270* ml, Ø bordo 125 mm, h 25 mm	1 pz
LLG09000216	Capsule per evaporazione, cap. 450 ml, Ø bordo 160 mm, h 35 mm	1 pz
LLG09000220	Capsule per evaporazione, cap. 1100 ml, Ø bordo 190 mm, h 55 mm, ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 3 pz O MULTIPLI DI 3 pz	1 pz
LLG09000225	Capsule per evaporazione, cap. 1750 ml, Ø bordo 240 mm, h 65 mm	1 pz
LLG09000230	Capsule per evaporazione, cap. 2500 ml, Ø bordo 300 mm, h 60 mm	1 pz

