

**Rubinetti, in HDPE****Hünersdorff**

Rubinetti, in HDPE.

- Con attacco per beccuccio da 12 mm ($\frac{1}{2}$ ") di diametro e connettore filettato da 22 mm.
- Per bottiglie e taniche a bocca larga.
- Resistente agli acidi e alle sostanze chimiche, resistente alla pressione fino a 1,5 bar.
- Sicuro per il contatto con gli alimenti.



Code	Description	Packaging
LLG06253481	Rubinetti, HDPE, Ø filettatura 22 mm, raccordo attacco del beccuccio, per tubo Ø 19 mm	1 pz
LLG09002670	Rubinetto angolato, diritto	1 pz
LLG09002671	Rubinetto angolato, a squadra	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

