

**Dispensatore per liquidi****Ideal-tek**

Dispensatore per liquidi. Ideale per un ampio range di applicazioni in laboratori chimici e medici. Prodotto in HDPE con tubo in Teflon all'interno, per elevata resistenza chimica. Con coperchio incernierato. Basta toccare il disco dispensatore con una spazzola, un tessuto o un altro applicatore ed il solvente si porta sulla superficie quando è necessario. Valvole in acciaio inossidabile tengono il contenuto chiuso nella bottiglia fino al momento dell'uso, prevenendo versamenti, gocciolamenti e fuoriuscita di fumi dannosi per l'operatore. Il fluido pompato nel vassoio non ritorna nella bottiglia, mantenendo il liquido incontaminato.



Code	Description	Packaging
LLG04666353	Dispensatore per liquidi, Capacità 120 ml	1 pz
LLG04666354	Dispensatore per liquidi, Capacità 120 ml, anti-schizzi	1 pz
LLG06272060	Dispensatore per liquidi, Capacità 180 ml, anti-schizzi	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

